

Система отбеливания зубов white light

Херсон, Україна

С помощью светового устройства White Light Ваши зубы вновь засияют своей естественной красотой и белизной!

Способ применения

Вставьте батарейку в прибор. Откройте тьюбики с гелем и поочередно нанесите узкие полоски шириной, примерно 5 мм на верхнюю и нижнюю часть капы. Очередность при нанесении гелей не важна, в процессе отбеливания они будут перемешиваться, создавая консистенцию, благоприятную для зубной эмали. После нанесения гелей, следует вставить капу между зубов, присоединить к световому устройству и нажать на нем кнопку. Процесс отбеливания запустится. По истечении 10 минут, прибор автоматически отключится. После завершения процедуры, промойте капу и световое устройство, предварительно вынув из него питающий элемент. Не погружайте прибор полностью в воду!

Состав гелей: глицерин, перекись карбамида, повидон, диоксид кремния, карбомер, гидроксид натрия, натуральный ароматизатор, сахарин натрия, EDTA, фталоцианин зеленый.

Комплектация:

световой трансмиттер Вайт Лайт (WhiteLight): 1 шт.;
капа для зубов: 1 шт.;
гель с выбеливающим средством: 1 шт.;
гель с активным компонентом: 1 шт.;
элемент литиевый, CR2025: 2 шт.;
буклет «Секреты обворожительно улыбки» (англ. язык): 1 шт.

Доставка по всей Украине осуществляется транспортной компанией «Нова Пошта»

Загляни, выбери, закажи :)

ascent-shop.com

Price: **150 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Ascent-Shop Дмитрий

0507649829, 09749429

ascent-shop.com